

HOGYAN MŰKÖDIK A HAPPYSMILE LÁTHATATLAN FOGSZABÁLYOZÓ RENDSZER?



A HappySmile rendszer alapját az átlátszó sínek képezik, amelyek a fogsorra helyezve a megfelelő irányba mozgatják a fogakat. Az étkezések kivételével egész nap viselhető átlátszó sínek a fogakat rövid idő alatt a kívánt irányba állítják. Mindez több, egymást követő lépésben történik, ahogyan a szerepét betöltött sínt új az előbbire építő, de a további mozgatást lehetővé tevő sínre cseréljük. A HappySmile rendszerrel egyszerre több fog mozgatása valósítható meg.

A hatékonyságon kívül a termék másik kiemelt előnye esztétikai: nincs klasszikus értelemben vett fogsabályozó készülék a fog külső vagy belső felszínén. Viselője mosolya ezért nemcsak a kezelés után, hanem a kezelés során is végig tündöklő lehet!

Szebb mosoly, zavartalan hétköznapok! Egyszerű, gyors, fájdalommentes. Ez a HappySmile.

Győztes mosoly három lépésben.

1. lépés

A HappySmile rendszer alapját alig látható műanyag sínek képezik, amelyek a fogsorra helyezve igazítják a fogaidat.

A rendszer már néhány hónap alatt látványos eredményt kínál neked anélkül, hogy akár egy percig is a terhedre lenne!

ESZTÉTIKUS - A transzparens sínek nem feltűnőek, így természetesen feszélyezettség nélkül hordhatod!

KIVEHETŐ - A kezelés kéri a sínek majdnem folyamatos használatát, de a sínek könnyen kivehetőek, lehetővé téve a kényelmes étkezést, fogmosást, fotózást, randizást!

KÉNYELMES - A sín pontosan illeszkedik a fogaidra csavarok és drótok nélkül, ráadásul nem zavar a beszédben. Mintha nem is létezne, mégis működik!

IRÁNYÍTOTT - A kezelés egész folyamata végigkövethető és igény esetén módosítható.

2. lépés

Kezdd el a HappySmile kezelést! Kérd ki egy HappySmile partner fogorvos tanácsát. A

fogorvosod által előkészített lenyomatok alapján virtuális prezentáció és kezelési terv készül. Te pedig a terv és az árajánlat alapján döntheted el, hogy belevágsz-e! A mosolyterv alapján készített HappySmile sínek a fogorvosodhoz kerülnek vissza, az Ő felügyelete alapján fogod őket használni a kezelés teljes ideje alatt. Jó kezekben leszel!

3. lépés

Mutasd meg mindenkinek az elbűvölő eredményt!

EGY SZÉP MOSOLY HÉT LÉPÉSBEN:

1. Az érdeklődő páciensnek az első konzultáció után elkészül a kezelésterv.
2. Az orvos elküldi a 3D ORTHOLABORBA a teljes dokumentációt: lenyomatokat, röntgenfelvételeket, a fogsorok érintkezését rögzítő viaszmintázatot, a fotókat és a kitöltött kezelési tervet.
3. A laboratórim lemodellezi a kezelési megoldások variációit egy 3D fogmozgató szoftver segítségével.
4. A terveket és az árajánlatokat elküldik a rendelőnek. A fogmozgatásokat látványos és meggyőző prezentáció formájában láthatja a páciens.
5. A gyártás csak akkor kezdődik, ha az orvos szakmai szempontból, a páciens pedig az esztétikát tekintve elégedett. Ebben az esetben az elfogadott terv alapján elkezdődik az igényelt számú sínek legyártása.
6. A síneket igény szerinti ütemezésben való leszállításuk után a kezelőorvos alkalmazza a páciensen.
A kezelés során az orvos kettő vagy négy hetente visszarendeli a páciensét. Az ellenőrzések során az orvos összeveti a kezelés menetét a virtuális tervvel, valamint megteszi a szükséges kiegészítő beavatkozásokat is.
7. Ha a kívánt végeredmény nem valósult meg maradéktalanul lehetőség van a további korrekcióra, egyes sínek meghosszabbított viselésére, kiegészítő fogmozgatásokra, a sínek kisebb átalakítására.

Láthatalan fogszabályozó

Írta: Sturbán Dental - Fogorvosi rendelő

2015 március 14. (szombat) 00:00 - Utoljára frissítve 2015 április 07. (kedd) 17:16



A LEGMODERNEBB FOGSZABÁLYOZÁS

HappySmile

„A MOSOLYOD OLYAN GÖRBÜLET, AMELY MINDENT EGYENESBE HOZ!”

Mi a mosolyod hoztuk egyenesbe, hogy Te minden mást egyenesbe hozhass.

- ÉSZREVEHETETLEN
 - KIVEHETŐ
- KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ
 - HIGIÉNIKUS
- KÉNYELMES VISELET